

CITIZEN® SPORTS

Analoog quarts



Cal. J304 - Mod. BR0051-59F

Functies:

- Tijd 24-uur aanduiding
- Datum
- 180 Dagen gangreserve
- Big Date
- Retrograde dual time aanduiding
- separate secondenaanduiding

Gebruiksaanwijzing CAL. J304

Verkorte uitvoering

Controleer eerst of de secondenwijzer in secondenstappen loopt.

Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen.

Duur om op te laden: ca. 3 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

INSTELLEN VAN DE TIJD

- Trek de kroon uit in de tweede positie, als de sec. wijzer de 60 sec. positie heeft bereikt.
- Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor gezet en door linksom te draaien terug gezet. Let a.u.b. op de correcte instelling in het 24-uur system met de datum omstelling.
- De datum omstelling vindt plaats om ca. 2.00 uur.
- Druk de kroon terug in de grondpositie.

24-UUR AANDUIDING EN INSTELLEN VAN DE DATUM

- Trek de kroon uit in de eerste positie.
 - Door de kroon linksom te draaien, wordt de 24-uur aanduiding ingesteld.
 - Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de datum voorgezet.
 - Druk de kroon terug in de grondpositie.
- De datumaanduiding geeft 31 dagen aan, dit betekent, dat bij maanden met minder dan 31 dagen een manuelle correctie moet worden voorgenomen.

TWEDE TIJD INSTELLEN

- Trek de kroon uit in de eerste positie.
 - Door de kroon linksom te draaien, wordt de 24-uur aanduiding versteld. Kies de gewenste plaatselijke tijd.
 - Druk de kroon terug in de grondpositie.
- Let op: De datum verandert aan de hand van de eerste tijd.

WAARSCHUWING

- De secondenwijzer springt in een ritmus van 2 seconden: de accu moet opgeladen worden. Het horloge heeft licht nodig.

TIJD OM OP TE LADEN

van stilstand tot lopen in 1 Sec.- Interval.

Verlichting 500 Lux = 70 uur

TL-buis 30 Watt met 20 cm. afstand = 36 uur

Daglicht = 3 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd, dan heeft het altijd voldoende energie.

Is het horloge compleet opgeladen heeft het een gangreserve van 6 maanden.

Verdere informatie ontleent u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.